



MÁS CAMPO

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



Somos una empresa especializada en asesorar, comercializar y capacitar en equipos y consumibles para biotecnología en reproducción animal, orientados principalmente a las especies de equinos, bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL




3

SOFTWARE

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

iSPERM SOFTWARE



Evaluación de semen



Resultados de concentración

- Colector de muestras
- Calentador
- Llave hexagonal (0.89mm)
- LR44 baterías x 3
- Tazas de medir



Cable de poder
Adaptador de poder

i Pad Mini

Lente optico
Alta resolución

Base Chips
Cubierta de Chips
(Chips para Microfluidos)

Incluye 50 Tests



500 Test por caja - 50 Test por bolsa

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

iSPERM SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS

*Software para dispositivos inteligentes (iPad Mini)
Altamente portátil y liviano*

*Permite conocer la calidad del semen en el acto
Mejora la eficiencia de la reproducción*

*Permite fácilmente detectar problemas y tendencias y así
planear para el futuro basado en los análisis*

*Tiene un software para diferentes especies: cerdos, toros,
cabros, caballos y aves de corral*

Componentes del producto:

Calentador

Colector de muestras

Llave hexagonal (0.89mm)

Baterías x 3 LR44

Tazas de medir x3


Lente óptico (alta resolución)

Cable de poder y adaptador de poder

Bases y cubiertas de Chips (Incluye 50 Chips)

Maletín

No Incluye iPad Mini



iSPERM SOFTWARE

ESPECIFICACIONES

*Intervalo de precisión de concentración:
20-500 millones / ml, error \pm 5%*

*Intervalo de precisión de la motilidad:
concentración entre 20-500 millones / ml, 0-100%, error \pm 5%*

*Intervalo de análisis:
grabación de video de 7 segundos y análisis automático de
10 segundos*

Aumento óptico:

equivalente a 200x en un microscopio tradicional

Resolución óptica: 1-1.5 μ m


Peso: 350 g (sin incluir el iPad mini de Apple)

Potencia y batería: LR44 x 3, hasta 45 horas.

De color negro

Especificaciones de la cámara fotos de 5MP;

Grabación 1080p Full HD



iSPERM SOFTWARE

Maletín





/Mas Campo



mascampo_bio



*comercial@mascampobiotecnologia.com
ceo@mascampobiotecnologia.com*



www.mascampobiotecnologia.com



(57) 310 260 79 47

Bogotá, Colombia

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL