



MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



**FERTILIZACIÓN
IN VITRO (FIV)**

PAJILLAS



0.25 Paq. 2000 Und
Marca: MINITUBE



0.25 Paq. 2000 Und
Marca: IMV

TUBOS



Tubo 50 ml Paq. x 25 Und
Marca: SPI



Tubo 50 ml Paq. x 25 Und
Marca: Gen Follower



Tubo 15 ml Paq. x 25 Und
Marca: Gen Follower




Tubo 5 ml Paq. x 125 Und
Marca: FALCON

PARAFILM



38 mts X 10 cm
Marca: PARAFILM

LACRADORES



Largos redondos 0.25 Paq. x 100 Und
Marca: TED

PUNTAS



Puntas 05 - 10 ul
Marca: CORNING



Puntas 20 - 200 ul
Marca: CORNING



Puntas 100 - 1000 ul
Marca: CORNING

TUBOS EPPENDORF



0.5 MI
Marca: GENFOLLOWER



1.5 MI
Marca: GENFOLLOWER



2 MI
Marca: GENFOLLOWER

CAJAS PETRI



60 x 15 mm
Paq. x 10 Und



90 x 15 mm
Paq. x 10 Und

CRIOVIALES



2 ML X 20 Und.
Marca: GENFOLLOWER



1.2 ML para cultivo X 50 Und.
Marca: WTA




RACK DE CONGELACIÓN



100 Paj 0,50 (14 x 58 cm)
Marca: IMV



58 Paj. 0,50 (14 x 36.5 cm)
Marca: IMV



70 Paj 0,25 (14 X 25,3)
Marca: IMV



40 Paj. 0,25 (14 X 25,3 cm)
Marca: IMV

RACK DE ALUMINIO



3 TUBOS MIXTOS
1 tubo 50 ml
2 tubos de 15 ml

2 TUBOS 50ml



6 TUBOS
6 tubo 15 ml

12 TUBOS
12 tubos 2 ml
Eppendorf



12 TUBOS
12 tubos 1.5 ml
Eppendorf



2 TUBOS A 45°
2 tubos 15ml 45°



MIXTO 24 TUBOS
4 x 15ml
12 x 5ml
8 x 0.8ml

Marca



RACK DE ALUMINIO



2 TUBOS 50 ML
2 tubo 50 ml
Dimensiones 86 x 48 x 60 mm.

2 TUBOS 50ml




6 TUBOS
6 tubo 15 ml
Dimensiones de 52x35x32mm




MIXTO 27 TUBOS
3 x 15 ml
16 x 1.2 ml
8 x 1.5ml
Dimensiones de 142 x 78 x 54 mm

PLACA PETRI
35 MM



12 TUBOS
12 tubo 15 ml
Dimensiones de 138x44x35mm

2 PLACA PETRI
35 MM



12 TUBOS
12 tubo 1.2 ml
Dimensiones de 162x44x21,60 mm

6 TUBOS
6 tubos 1.5 ml



CALENTADOR DE TUBOS MIXTO



El Calentador de tubos (Mixto) ofrece seguridad térmica para procedimientos que requieren calentamiento de material biológico y soluciones de laboratorio. Práctico y fácil de usar, el equipo posee un sensor electrónico que mantiene la temperatura durante el trabajo, con una tolerancia de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de variación.

Capacidad: 6 tubos de 1,2 mL | 4 tubos de 15 mL | 4 tubos de 50ml

Fuente de CA: 100-240 V, 1,4 A, 50/60 Hz.

Equipo Potencia: 15 VDC - 4,3 A

Potencia: 64,5 W

Temperatura: 20-45°C

Dimensiones: ($\varnothing$ x H) = 200x92x113mm

Peso: 1,5 kg



CALENTADOR DE TUBOS ATI 50

El Calentador de Tubos Modelo ATI 50 ofrece seguridad térmica para procedimientos que requieren calentamiento de material biológico y soluciones de laboratorio. Práctico y fácil de usar, el equipo posee un sensor electrónico que mantiene la temperatura durante el trabajo con una tolerancia de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de variación.

Fuente de CA: 100-240 V, 1,4 A, 50/60 Hz.

Equipo Potencia: 15 VDC - 4,3 A

Potencia: 64,5 W

Temperatura: 20-45°C

Dimensiones: ($\varnothing$ x H) = 200x92x113mm

Peso: 1,5 kg



Marca



CALENTADOR DE TUBOS MIXTO AT - 14M LED

Capacidad: 14 tubos
(4 de 50 ml, 4 de 15 ml y 6 de 5 ml)
Sistema de calefacción controlado vía PWM que garantiza mayor estabilidad de la temperatura y menor oscilación térmica.
Controlador de temperatura
Display en led's aumentando
Fabricado en aluminio con acabado de chorro y anodizado.



PhotoRoom®

CALENTADOR DE 50 ML AT-650 LED

Capacidad: 14 tubos
(4 de 50 ml, 4 de 15 ml y 6 de 5 ml)
Sistema de calefacción controlado vía PWM que garantiza mayor estabilidad de la temperatura y menor oscilación térmica.
Controlador de temperatura
Display en led's aumentando
Fabricado en aluminio con acabado de chorro y anodizado.



Marca



MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

PLACAS CALENTADORAS



PARA LUPA SMZ
Tamaño: Ø179x5,5mm / Ø0,48mm



ESTÁNDAR
Tamaño: 350x250x5.5mm



EXTENDIDA
Tamaño: 460x178mm / ø48mm



UNIVERSAL
Tamaño: 205x160x5,5 mm / Ø 0,48 mm



COMPACTA
Tamaño: 238x168x5.5mm

Fuente de CA: 100-240 V, 1,4 A, 50/60 Hz.
Equipo Potencia: 15 VDC - 4,3 A
Potencia: 64,5 W
Temperatura: 20-45°C

PLACAS CALENTADORAS



CON LUPA
Olympus MA-SZX



PARA LUPA
BEL MA-BEL



CON LUPA AMSCOPE
MA-AMS

PARA LUPA SMZ
Motic 171 MA-MOTIC



PARA LUPA
Zeiss MA-ZEISS

PARA LUPA
Biofocus MA-BIO



PARA LUPA
SMZ MA-SMZ




AMPLIABLE PARA LUPA
SMZ MA-SMZ EXTENDED

PARA LUPA ANATÓMICA
MA-TIM-2B



DE ASOBREMESA
MA-3322
330 mm x 220 mm x 11 mm

CON LUPA UNIVERSAL
MA-1827



ESTEREOMICROSCOPIO 2X 4X LED



CARACTERÍSTICAS

Estereoscopio binocular LED inalámbrico con luces superior e inferior, diseñado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Dimensiones: 10 x 18 x 31 cm

Ofrece imágenes nítidas

Viene con un sistema de iluminación recargable que lleva tres baterías AA

Luz superior de 10 LED.

Luz de fondo 7-LED.

Dos ajustes de ampliación: 20X y 40X.

Cabeza binocular inclinada de 45 grados con oculares enclavados.

Marca PREMIER

ESTEREOMICROSCOPIO ZOOM SMZ-05



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 23 x 28 x 52 cm

Cabezal giratorio 360 grados

Distancia interpupilar ajustable de 54 mm a 75 mm

Controles de zoom horizontal a cada lado del cabezal

Objetivos de 0,7X a 4,5X para una ampliación total de 7X a 45X

Rango de campo de visión de 32,8 mm a 5,1 mm de diámetro

La distancia de trabajo súper larga de 30 mm a 165 mm se adapta a muestras más grandes

Dos lámparas halógenas de intensidad variable de 15 W (superior e inferior)

Marca PREMIER

**ESTÉREO MICROSCOPIO
BINOCULAR BS-3040B
CON 10X OCULAR/
SOPORTE BSZ-F35/ B**



CARACTERÍSTICAS

Es un microscopio estereoscópico con zoom muy popular.

Se puede elegir luz fría y anillo de luz opcionales para este microscopio.

Con componentes ópticos de alta calidad, que proporcionan una imagen de contraste nítida y llamativa y garantizan una imagen plana

imagen a gran profundidad de campo, Alivia el cansancio con un diseño ergonómico.

Ocular auxiliar de 15X

Ocular auxiliar de 20X

Marca **BETSCOPE**

ESTEREOMICROSCOPIO WS 7



CARACTERÍSTICAS

Stereozoom WS7 x 15 ocular Microscopio de transferencia de embriones WS7 ofrece un amplio rango de zoom de 0.65X - 4.5X con excelente óptica.

Calidad y mecanismo de zoom suave. Equipado con 20X/13 oculares, el WS7 ETM proporciona un aumento de 13X a 60X.

Un soporte especialmente diseñado con una base de espejo e iluminación trasera.

El WS7 es ideal para clasificar y seleccionar embriones

Ampliación: 13X - 90X

Distancia de trabajo: 100 mm

Campo de visión: 21 mm - 3 mm

Marca WESCO

CENTRIFUGA MINI SPIN

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (An×Pr×Al) 22,5× 23,0× 13,0cm

Peso: 3700 gramos

Altura (con tapa abierta): 25 cm

Máx. FCR: 12100 × g

Máx. FCR con rotor de ángulo fijo 12100 × g

Velocidad: 800–13.400 rpm (100 rpm pasos)

Máx. capacidad: 12 × 1,5/2,0 mL

Tiempo de aceleración1: 13 s

Tiempo de deceleración1): 12 s

Temporizador: 15 s–30 min

Nivel de ruido: < 49 dB(A)

Máx. consumo de energía: 70w



Marca EPPENDORF

INCUBADORA EVE

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

Fuente AC: 100~240Vac - 50/60Hz - 2.1A.

Equipo Potencia: 12Vdc - 7.5A

Potencia: 90W

Temperatura: 34-45° C

Presión Extra Cámara: 1-50 mmHg

Dimensiones: 198x400x180mm

Estructura: aluminio anodizado y acero inoxidable

Microprocesadores y una pantalla de cristal líquido a color

Tamaño: 4,3 pulgadas con 480 x 272 píxeles (TFT-LCD "Thin film transistor liquid crystal display") que permiten la interactividad entre la programación y el usuario a través de simples toques.

Dispone de la función USB "bootloader" que permite actualizar más fácilmente tu programación

Monitoreo de Wi-Fi a través de la app WTATech, disponible en Google Play.

Marca



INCUBADORA DE SOBREMESA EVE

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 565x400x180mm

Peso: 48 libras

Potencia máxima: 360W

Equipo Alimentación CC: 12 Vcc - 20A

Alimentación CA: 90-240 V CA, 50/60 Hz, 1,3 A

Temperatura de trabajo: 93,2 a 113,0 °F (34,0 a 45,0 °C)

Rango de presión adicional: 1 - 50 mmHg

Variación de temperatura: ± 1 °F (0,5 °C)

Presión de entrada de gas: 9 a 11 psi

Dimensiones modulares: 210x400x180mm

Peso modular: 17 libras

Potencia modular: 90W

Monitoreo y ajustes vía WiFi a través de la app (0,6kgf/cm² a 0,8 kgf/cm²).

Marca 



INCUBADORA CELCULTURE 170L SENSOR IR CONTROL DE CO2


PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 660 x 789 x 900 mm
Dimensiones internas: 505 x 596 x 633 mm
Número máximo de estantes: 7
medida estantes: 465 x 470 mm
Potencia nominal a 37°C: 42.2 W
Peso: 101 kg

MODEL 170 L



Marca **ESCO**

ESTABILIZADOR DE MEDIOS ADAM

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

Fuente CA: 100-240V (Bivolt), 2A, 50/60Hz.

Alimentación del Equipo: 15 VDC - 7,5 A

Potencia: 90W

Temperatura: 34-39°C

Presión extra cámara: 1-50 mmHg

Dimensiones: 220x292x165mm

Peso: 6,9 kg

Permite alojar:

8 microtubos WTA de 1,2mL ($\varnothing=14,2$ mm), 1 tubo cónico de 50mL y 6 tubos de 15mL.

4 tubos de 50 mL, 6 tubos de 15 mL.


8 tubos de 15 mL, 6 microtubos WTA de 1,2 mL: ($\varnothing=14,2$ mm), 4 microtubos cónicos de 1,5 mL.

Marca



CONGELADORA DE EMBRIONES ALLICE

PRODUCTO BAJO PEDIDO



El equipo ALLice es un congelador de embriones que cuenta con un sistema microcontrolado capaz de controlar con precisión las variaciones de temperatura requeridas en los procesos de congelación de embriones.

Tiene un diseño audaz con una pantalla táctil a color, con menús intuitivos y fáciles de operar.

El Congelador de Embriones WTA tiene un control de temperatura de alta precisión y 8 protocolos de congelación, de los cuales 5 (1,2,3,4,5) están preestablecidos y 3 (A,B,C) pueden ser ajustados por el usuario. También está provisto de una batería interna con función "UPS".

Capacidad: 18 pajuelas de 0,5 ml o 36 pajuelas de 0,25 ml (2 pajuelas/pocillo).

Capacidad de nitrógeno: 1.5L Capacidad: 6 tubos de 50mL

Fuente de CA: 100-240 V. 2,5 A, 50/60 Hz.

Equipo Potencia: 15 VDC - 10 A

Potencia: 150W

Temperatura: -32°C / + 37°C

Dimensiones Congelador:

270x200x115mm

Dimensiones internas del bloque: 139 x

140 x 136 mm

Dimensiones exteriores del bloque: 170 x

200 x 200 mm

Peso: 68 lb o 3,1 kg

Depósito: $\varnothing$ = 195 mm

Marca



CONGELADORA DE SEMEN CRYOGEN

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Capacidad de semen: 5 racks (750 pajillas 0,25 ml o 480 pajillas 0,50 ml)
Capacidad de embriones: 1 gradilla (50 pajillas 0,25 ml)
Rango de funcionamiento: temperatura ambiente a -110°C
Tasas programables: de -0,1°C/min a -40°C/min
Precisión de control: 0,01 °C
Resolución de pantalla: 0,1 °C
Dimensiones (LxWxH): 45,0 x 35,0 x 25,0 cm
Peso: 10 kg
Alimentación: volt 127 y 220 Vac (50 y 60Hz)
Para uso de semen y embriones

1x Congelador Automático Portátil para Semen y Embriones CRYOGEN HSE
1x Evaporador N2L (cilindro incluido)
1x Cable de alimentación
1x Tanque de 30 kg
1x Manual de instrucciones

Marca





CONTÁCTANOS



/Mas Campo



mascampo_bio



comercial@mascampobiotecnologia.com
ceo@mascampobiotecnologia.com



www.mascampobiotecnologia.com



(57) 310 260 79 47 / (57) 323 230 25 22
(57) 310 230 24 96

Bogotá, Colombia

MÁS CAMPO

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL