



**MÁS CAMPO**  
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



**INSEMINACIÓN  
ARTIFICIAL**

# INSEMINACIÓN Consumibles

## PISTOLAS



Quicklock Clasic 0.25  
Marca: MINITUBE



Quicklock 2000 0.25  
Marca: MINITUBE

## FUNDAS DE INSEMINACIÓN




Ranurada 0.25 Paq. x 50 Und  
Marca: MINITUBE



Universal 0.25 con camisa Paq. x 50 Und  
Marca: IMPORTADAS



DE 0.25 Y 0.50 3W  
Marca: WTA



Pipeta equina 65 cm  
Marca: MINITUBE

## CATÉTER



Taladro Paq. x 25 Und  
Marca: NACIONAL

## CAMISA



Sanitari Paq. x 80 Und  
Marca: IMV

## CORTAPAJILLAS



Pajillas 0.25 y 0.50  
Marca: WTA



Pajillas de 0.25 y 0.50  
Marca: MINITUBE

# INSEMINACIÓN Consumibles

## PINZA



Pinza coge pajillas  
Marca: NACIONAL

## MANGAS



Caja x 100 Und y 50 Und  
Marca: NACIONAL

## TERMOS



Metálico descongelador  
Marca: NACIONAL



Eléctrico Inalámbrico  
Marca: IMPORTADO



Eléctrico  
Marca: WTA



Transporte 1 litro  
Marca: NACIONAL

## GEL



Lubricante 142 gm  
Marca: OB LUBE

## GEL




Caja de 22"  
Marca: NACIONAL

## PARCHE INDICADOR DE CELO



Paquete x 50 Und  
Colores: Rojo, amarillo, verde y fucsia

Los indicadores de reproducción son una valiosa adición a cualquier programa de reproducción. Con múltiples usos, incluida la detección de estro en el ganado, el monitoreo del ciclo, la indicación de preñez y la identificación de pérdida embrionaria, nuestros indicadores de reproducción han demostrado ayudar a aumentar las tasas de preñez confirmada.





## TERMO DESCONGELADOR



### CARACTERÍSTICAS

Equipo de plástico de alta resistencia  
Dimensiones (L x An x Al) 130 x 110 x 195 mm  
Peso: 1,1 kg  
Potencia máxima: 36 W  
Alimentación de CA: 110 ~ 240 V CA (bivoltio) - 50/60 Hz - 1 A.  
Dispositivo de alimentación de CC: 12 V CC - 3,0 A  
Regulación de temperatura: de 25 a 50 °C  
+/- 0,5 °C de temperatura  
Ajuste de intervalo de 10 segundos ~ 300 segundos.  
Incluye:  
Termo y divisor  
Cargador


Marca 



### CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: Altura 21.1 cm, diámetro 10.6 cm  
Capacidad: 600 ml  
Voltaje de entrada: de 12 -14 V  
Tiempo de carga: 3 - 5 horas  
Termo con pantalla digital  
Funciona de forma inalámbrica  
Tiene timer controlador para pajillas d semeny embriones.  
Incluye:  
Termo  
Cragador corriente  
Cargador carro

## PISTOLA DE INSEMINACIÓN CON CÁMARA



## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla: 3.5"
- Longitud: 45 cm
- Resolución: 640x480
- Endoscopio de la sonda: 35 cm
- Canal de aire: 2mm
- Canal de la cámara: 3.9 mm
- Canal de trabajo: 11 mm
- Esperma adhesiva: 82 cm
- Fuente de luz: fría
- Fundas: 70 cm de longitud
- Fuente de alimentación: batería recargable de 5 V y 2000 mA
- Material interno: acero inoxidable 304





## CONTÁCTANOS



/Mas Campo



*mascampo\_bio*



*comercial@mascampobiotecnologia.com*  
*ceo@mascampobiotecnologia.com*



*www.mascampobiotecnologia.com*



*(57) 310 260 79 47 / (57) 323 230 25 22*  
*(57) 310 230 24 96*

*Bogotá, Colombia*

# MÁS CAMPO

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL