



**MÁS CAMPO**  
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

 **DRAMINSKI**  
TECHNOLOGY

ECÓGRAFCOS




GRANDES ESPECIES

ECÓGRAFO

# ECÓGRAFO iScan

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Vaca – ovario con cuerpo amarillo

Vaquilla - día 28 del embarazo



## CARACTERÍSTICAS

- Peso: 1720 gramos con la sonda
- Dimensiones: 170 mm x 170 mm x 60 mm
- Pantalla: LCD 5" LED
- Batería: 5 horas de duración aprox./ 2 horas de carga
- Modo: B Mode – presentación en el tiempo real, B+B Mode (2B Mode – Dual Mode Display), B+M Mode
- Medida: distancia, área, OB, backfat, magro de ritmo, etc
- T. Ordenador: a través del puerto USB2.0
- Sonda: lineal endorectal 4–9 MHz, profundidad de penetración de hasta 12 cm
- \*Resistente al agua\*

- Incluye
- 1x unidad ecógrafo, conectado a la sonda lineal de manera permanente
- 1x Batería externa
- 1x Cargador
- 1x Cable USB
- 1x Correa para llevarlo mientras se trabaja
- 1x Maletín de transporte

Marca **DRAMINSKI** TECHNOLOGY

# MÁS CAMPO

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL




GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

# ECÓGRAFO iScan 2

PRODUCTO BAJO PEDIDO



## CARACTERÍSTICAS

Dos versiones: **Sonda rectal lineal** o **Sonda rectal convexa**

Peso: 2400 gramos con una sonda y batería

Dimensiones: 220 mm x 165 mm x 67 mm

Pantalla: diagonal 7"

IPS LCD LED, 800x480 px

Batería: hasta 7 horas

Modo: Modo B Modo B+B Modo B+M

Cristales: 128 cristales

Medida: distancia, área de superficie, volumen, retícula, tablas de edad.

Sonda: rectal lineal 7,0 MHz (de 4 a 9MHz) rango hasta 12 cm

Rectal convexa 5,0 MHz (de 3 a 7,5 MHz), rango hasta 25 cm

Resistencia al agua: IP65



Incluye

1x Unidad

1x Sonda lineal rectal o / sonda rectal convexa

1x Cable de carga

1X Maletín de transporte

Marca **DRAMINSKI**  
TECHNOLOGY

# MÁS CAMPO

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

# ECÓGRAFO iScan 2 Multi

PRODUCTO BAJO PEDIDO



## CARACTERÍSTICAS

- Peso: 2060 gramos con batería
- Dimensiones: 255,6 x 165 x 69,15 mm
- Pantalla: diagonal 7.0"
- Batería: hasta 7 horas continuas
- Memoria: 200 imagenes
- Modo: B Mode, B+B Mode, B+M Mode
- Medida: distancia, área superficial, volumen, red, tablas de edad (Vaca CRL, Vaca BPD, Caballo DSG, Caballo DO, Oveja CRL, Llama BPD)
- \*Opción de Sonda: Abdominal, Rectal y Especiales\*

- Incluye
- 1x Unidad
- 1x Sonda lineal rectal
- 1x Cable de carga
- 1X Maletín de transporte

Marca **DRAMINSKI**  
TECHNOLOGY

MÁS CAMPO  
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL





GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

# ECÓGRAFO iScan Mini

PRODUCTO BAJO PEDIDO



## CARACTERÍSTICAS

- Peso: 1350 gramos con sonda y batería
- Dimensiones: 140 x 170 x 52 mm
- Pantalla: Diagonal 5.0" IPS LCD LED 500 cd/m<sup>2</sup> 480 x 800 px
- Batería: hasta 3.40 horas
- Modo: B Mode, B+B Mode
- Sonda: rectal lineal 4-9 Mhz
- Medición automática de folículos
- Medida: Distancia, Vesícula (automático), Área superficial (de 2 mediciones)
- Utilice en dispositivos Android
- T. Información: USB-C, WiFi (junto con la aplicación)
- Sonda: Electrónica, sonda rectal lineal. 7 MHz, 60 mm

- Incluye
- 1x Unidad
  - 1x Sonda lineal rectal
  - 2x Baterías
  - 1x Cargador de batería
  - 1x Cable de carga
  - 1X Correas de transporte

Marca **DRAMIŃSKI**  
TECHNOLOGY

MÁS CAMPO  
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES ESPECIES

ECÓGRAFO

# ECÓGRAFO 4 Vet Slim

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Tendones de los músculos flexor del caballo



Fluido libre en la cavidad abdominal

## CARACTERÍSTICAS

Sistema Doppler color

Peso: 2800 gramos

Dimensiones: 260 mm x 250 mm x 55 mm

Pantalla: pantalla LCD LED, diagonal 10,4"

Batería: hasta 4 horas

Modo: B Mode, B+B Mode, 4B Mode, M Mode, B+M Mode, Color Doppler, Power Doppler (PDI), Pulse Wave Doppler (PWD)

Medida: -paquete estándar: regla, rejilla, distancia, volumen, área, elipse, constricción

Armazón: Aluminio

\*Opción de sonda: lineal, linela rectal y microconvexa\*



Incluye

1x Unidad

1x Sonda a elección

1x Cable de carga

1X Maletín de transporte


Marca **DRAMINSKI** TECHNOLOGY

MÁS CAMPO  
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



# ECÓGRAFO Blue

PRODUCTO BAJO PEDIDO



## CARACTERÍSTICAS

Sistema Doppler color y power Doppler

Peso: 4000 gramos

Dimensiones: 310 mm x 280 mm x 65 mm

Pantalla: Pantalla LCD LED, diagonal 12"

Batería: hasta 2: 30 horas / tiempo de carga: 4 horas aprox.

Modo: B Mode, B+B Mode, 4B Mode, B+M Mode,

Memoria: 100 GB

Puertos externos: 2 x USB, 2 x LAN, 1 x HDMI

Vi-Probe™ es una tecnología que permite obtener una imagen del sector en la sonda convexa y una imagen convexa en la sonda lineal.

LuciD™ – un sistema que mejora el contraste, la nitidez y el mapeo de tejidos, y hace que las imágenes sean legibles y fáciles de interpretar.

Incluye

1x Unidad

1x Sonda lineal rectal

1x Cable de carga

1X Maletín de transporte

Marca 

MÁS CAMPO  
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES


ECÓGRAFO

# ECÓGRAFO Animal Profi2

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Cerda - gestación



Vaca - ovario



## CARACTERÍSTICAS

Peso: 1530 gramos

Dimensiones: 230 mm x 170 mm x 60 mm

Pantalla: diagonal 7" IPS LCD LED

Batería: 4.5 horas

Modo: Modo B Modo B+B Modo B+M

Cristales: 128 cristales

Regulación: gane, gamma, frecuencia

Zoom de salto 60-200%

\*Sondas opcionales: rectal 3-7 MHz, abdominal 3-7 MHz, rectal-abdominal „Down Fire” 3-7 MHz, rectal con alargamiento 3-7 MHz\*

Paquete estandar Incluye

1x Ecógrafo con la sonda mecánica elegida

2x Baterías exteriores

1x Cargador, salida USB, correa para colgárselo mientras se trabaja

1x Correa cinturón

1x Maletín de transporte

Marca DRAMINSKI  
TECHNOLOGY

MÁS CAMPO  
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL




GRANDES ESPECIES

ECÓGRAFO

# ECÓGRAFO Air Scan

PRODUCTO BAJO PEDIDO



\*\*NO INCLUYE LA TABLET\*\*



airScan



## CARACTERÍSTICAS

Plataforma Doppler color y power Doppler

Peso: 60 gramos

Compatible con Android y iOS

Batería: Hasta 4,5 horas de funcionamiento con una sola carga en Modo B

Modo B, B+B, Color Doppler, Power Doppler

**Disponible en dos versiones: con sonda rectal lineal o convexa.**

**Requisitos de hardware**

iOS: iOS 11 o superior/ iPhone 7 o superior/ iPad 3 o superior

• Android: Android 7.0 o superior

CPU: Snapdragon 650 o superior RAM: 4 GB o más

Incluye

1x airScan con sonda rectal lineal o convexa

1x Adaptador de ajuste del cinturón

1x Cinturón de cadera

1x Cargador

1x Maletín de transporte

Marca DRAMIŃSKI  
TECHNOLOGY

MÁS CAMPO  
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



## CONTÁCTANOS



/Mas Campo



*mascampo\_bio*



*comercial@mascampobiotecnologia.com*  
*ceo@mascampobiotecnologia.com*



*www.mascampobiotecnologia.com*



*(57) 310 260 79 47 / (57) 323 230 25 22*  
*(57) 310 230 24 96*

*Bogotá, Colombia*

# MÁS CAMPO

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL