



MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

ECÓGRAFO



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO PORTÁTIL FarmScan L60



CARACTERÍSTICAS

Peso: 628 gramos

Pantalla: 5.8" LCD

Batería: Ion de litio con más de 3 horas de duración

Cristales sonda: 96 cristales

Cine loop: 450 imágenes

Niveles de grises: 256 niveles

Modo Display: B,M,B+B,B+M,4b

Sonda: Lineal Rectal 5.0 MHz/ 6.5MHz/ y 7.5 MHz

Profundidad: 12 cm a 22 cm

Incluye: 2 baterías y 2 forros

Accesorios: correa y maletín de transporte

Sonda opcional convexa y microconvexa



Incluye

1x ecógrafo portátil L60

1x sonda lineal rectal

1x cargador

2x estuche en cuerina

2X baterías

1x maletín de transporte

Marca 

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL




GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO S1

ECÓGRAFO PORTÁTIL S1



Color verde o azul



CARACTERÍSTICAS

Peso: 800 gramos

Dimensiones: 240X120X45mm

Pantalla: 5.6" Pantalla LED de alta resolución

Batería: 4-5 horas de funcionamiento

Modo Display: B, B+B

Cristales sonda: 98 cristales

Profundidad: 57-230mm

Medición: distancia, perímetro, área, volumen, edad gestacional

Cine loop: 255 imágenes

Sonda: sonda lineal rectal

Interfaces: interfaz Mini USB, interfaz de tarjeta TF

* Sonda opcional convexa y microconvexa*

Incluye

1x ecógrafo portátil S1

1x sonda lineal rectal

1x cargador

1x estuche en goma y correas

2x baterías

1x protector solar

1x maletín de transporte

Marca  DAWEI

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO S1

ECÓGRAFO PORTÁTIL S1 SLITES



CARACTERÍSTICAS

Peso: 850 gramos

Dimensiones: 224 mm x 71mm x 155 mm

Pantalla: 6.5" Pantalla LED

Batería: 6 horas de funcionamiento

Modo Display: B, B + B, 4B, BM, M

Cristales sonda: 98 cristales

Medición: distancia, circunferencia, área y Mediciones obstétricas de 7 animales

Sonda: sonda lineal rectal

Idiomas: 6 idiomas

Sonda opcional convexa

Incluye

1x ecógrafo portátil S1 SLITES

1x sonda lineal rectal

1x cargador

1x estuche y correas

1x batería

1x Soporte y dispensador de gel

1x maletín de transporte

Marca 


MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO PORTÁTIL CTS 800



CARACTERÍSTICAS

- Peso: 800 gramos
- Pantalla: WVGA 7" LCD
- Batería: 3 horas de funcionamiento
- Modo Display: B, 2B, ZOOM B, B/M, M
- Cristales sonda: 128 cristales
- Medición: Distancia, área, circunferencia, volumen, ángulo y ritmo cardíaco
- Cine loop: 256 imágenes
- Sonda lineal: 6.5MHz 7.5MHz 8.3 MHz 9MHz
- Incluye: 1 batería y 1 forro
- Accesorios: correa y maletín de transporte
- * Sonda opcional convexa y microconvexa*

- Incluye
- 1x ecógrafo portátil CTS 800
- 1x sonda lineal rectal
- 1x cargador
- 1x estuche en cuerina y correas
- 1x batería
- 1x protector solar
- 1x maletín de transporte

Marca **SIUI** See the future

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO S

ECÓGRAFO PORTÁTIL V1



CARACTERÍSTICAS

- Peso: 1100 gramos
- Dimensiones: 158×158×65 mm
- Pantalla 5.7 LED
- Batería: 5 horas de duración aprox.
- Modo: B,B/B,B/M,M,UN
- Cristales sonda: 128 cristales
- Escala de grises: 256
- Almacenamiento de imágenes: 420
- Medida: distancia, área, OB, backfat, magro de ritmo, etc
- Tipo: WIFI 802.11g/20MHz/2.4G
- APP: Android, Windows
- Sonda: Lineal rectal 6.5MHz
- Aprueba de agua IPX 4
- *Opcional sonda convexa y microconvexa*

- Incluye
- 1x ecógrafo portátil KAIXIN V1
- 1x sonda lineal rectal
- 1x cargador
- 1x estuche en cuerina con correas
- 1x maletín de transporte
- 1x Botón externo para congelar imagen

Marca **KAIXIN**[®]

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO PORTÁTIL BXL - V50

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

- Peso: 1200 gramos
- Dimensiones: 206 x 120 x 35 mm
- Pantalla LCD HD 8.0" (800x600 Pixeles)
- Batería: 4 -5 horas de duración
- Niveles de grises: 256 niveles
- Sonda: lineal rectal 6.5 MHz
- Cristales onda: 128 cristales
- Modo: B,B/B,B/M,M,UN
- Cubierta protectora, para el uso diario al aire libre.
- 10 tipos de ajustes de cuadrícula y función de medición rápida.
- Detección del grosor de la grasa dorsal del cerdo.
- *Sonda opcional: Convexa, Sonda rectal para ovejas*
- Resistente al agua IP56 / probe IP67

- Incluye
- 1x ecógrafo portátil BLX V50
- 1x sonda lineal rectal
- 1x cargador
- 1x correas
- 1x protector solar
- 1x maletín de transporte

Marca  **Boxerly**

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL




GRANDES ESPECIES

MÁS CAMPO
Distribuidor
Exclusivo

ECÓGRAFO BESTSCAN S5 PLUS

NO INCLUYE LA TABLET



Opcional
 Montaje de muñeca
 Introducer rectal



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma Doppler Color Avanzada
- Batería: 8 horas de trabajo
- Cristales sonda: 128 cristales
- Modo Display: B,2B,C,PW,M
- Sonda lineal rectal: 5.0 - 8.5 MHz
- Cine loop: 200 imágenes
- Funciona en dispositivos inteligentes Android
- Grabe videos y guarde imágenes en su teléfono inteligente o dispositivos
- Diseño a prueba de agua y polvo

- Incluye
- 1x ecógrafo portátil S5
 - 1x sonda lineal rectal
 - 1x cargador
 - 2x cables de conexión
 - 1x maletín de transporte

Marca


MÁS CAMPO
 BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES ESPECIES

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO INALÁMBRICO NEO



CARACTERÍSTICAS

Plataforma Doppler Color

Peso: 190 gramos

Dimensiones: 168mm x 72mm x 33mm

Longitud de sonda: 180 mm

Batería: Aprox. de horas de funcionamiento

Modo Display: B, C, M, PW

Cristales sonda: 128 cristales

Memoria: 64 G

Conexión: Wireless/ banda 5G WIFI

Carga: Carga inalámbrica / a través de cable de datos Type-C.

Actualización remota y gratuita

Aprueba de agua IPX7

No incluye la tablet

Incluye
1x ecógrafo portátil Neo
1x cargador
1x caja de protección

Marca 

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES


ECÓGRAFO

ECÓGRAFO BESTSCAN S7

PRODUCTO BAJO PEDIDO



NO INCLUYE LA TABLET



CARACTERÍSTICAS

Plataforma Doppler Color Avanzada

Batería: 8 horas de trabajo

Cristales sonda: 128 cristales

Modo Display: B,2B,C,PW,M

Sonda lineal rectal: 5.0 - 8.5 MHz

Niveles de grises: 256 niveles

Funciona en dispositivos inteligentes Android

Grabe videos y guarde imágenes en su teléfono inteligente

o dispositivos

Diseño a prueba de agua y polvo

Opcional sonda convexa, microconvexa y para tendones de caballos



Incluye

1x ecógrafo portátil S7

1x sonda lineal rectal

1x cargador

1x cables de conexión

1x maletín de transporte



Marca 

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES ESPECIES

ECÓGRAFO S

ECÓGRAFO INALÁMBRICO BESTSCAN S9

PRODUCTO BAJO PEDIDO



NO INCLUYE LA TABLET



Opcional
I SCAN GOGGLES



CARACTERÍSTICAS

Plataforma blanco y negro

Peso: 650 gramos

Dimensiones: 185 x 80 x 35 mm

Batería: 12 horas de trabajo

Cristales sonda: 128 cristales

Sonda: lineal rectal

Profundidad: 1m hasta 30min

Funciona en dispositivos inteligentes Android

Grabe videos y guarde imágenes en su teléfono inteligente o dispositivos

Resistente al agua y al polvo

Opcional sonda curva rectal

Incluye

1x ecógrafo portátil S9

1x sonda lineal rectal

1x cargador

1x cables de conexión

1x maletín de transporte



Marca 

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES


ECÓGRAFO

ECÓGRAFO INALÁMBRICO BESTSCAN S10

PRODUCTO BAJO PEDIDO



NO INCLUYE LA TABLET




Opcional
I SCAN GLASSES

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma Doppler color
- Peso: 630 gramos
- Dimensiones: 190 x 90 x 60 mm
- Batería: 14 horas de trabajo
- Modo: B, M, Color, Power, PW
- Cristales sonda: 128 cristales
- Profundidad : hasta 310 mm
- Sonda: lineal rectal 6.0-11.0 MHz
- Escala de grises: 256
- Funciona en dispositivos inteligentes Android
- Grabe videos y guarde imágenes en su teléfono inteligente o dispositivos
- Resistente al agua IP67
- *Opcional sonda lineal, curva rectal, convexa, microconvexa*

Probe opcional



- Incluye
- 1x ecógrafo portátil S10
- 1x sonda lineal rectal
- 1x cargador
- 1x cables de conexión
- 1x maletín de transporte



Marca **BMV** TECHNOLOGY

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES ESPECIES

ECOGRAFOS

SONDA INALÁMBRICA WI FI CR

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma blanco y negro
- Peso: 400 gm
- Dimensiones: 180x55x23 mm/ Sonda: Cable 1,80m
- Duración de batería: 6 horas
- Escala de grises: 256 niveles
- Frecuencia: 3,5-5 MHz
- Modo de escaneo: Convexo
- Número de cristales: 80
- Profundidad de escaneo: 40-100 mm
- Modo display: Modo B
- Chip Wi-Fi: 2,4-5G
- Funciona en dispositivos inteligentes iOS
- Resistencia al agua y al polvo IPx5 (No es sumergible)

- Incluye
- 1x Sonda Wi-Fi ProvetScan CR
 - 1x Cable de carga USB
 - 1x Correa de sujeción
 - 1x Maletín de transporte

Marca  ProVet Scan

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES ESPECIES

ECOGRAFOS

SONDA INALÁMBRICA WI FI SR 2C

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma Doppler color, PDI, PW
- Peso: 400 g
- Dimensiones: 180x55x23 mm/Cable: 1,80 m
- Duración de batería: 6 horas/ 14 Stand By
- Frecuencia: 6,5-8 MHz
- Modo de escaneo: lineal
- Número de cristales: 128 cristales
- Profundidad de escaneo: 40-100 mm
- Modo display: Modo B y BM
- Escala de grises: 256 niveles
- Funciona en dispositivos inteligentes iOS
- Resistencia al agua y al polvo IPx5 (No es sumergible)



- Incluye
- 1x Sonda Wi-Fi ProvetScan SR 2C
 - 1x Cable de carga USB
 - 1x Correa de sujeción
 - 1x Maletín de transporte

Marca  ProVet Scan

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



PEQUEÑAS ESPECIES

ECOGRAFOS

SONDA WI FI AS

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

Plataforma blanco y negro

Peso: 300 gm

Dimensiones: 160x50x25 mm

Duración de batería: 5 horas

Frecuencia: 3,5 - 5 MHz

Modo de escaneo: Convex

Número de cristales: 80 cristales

Profundidad de escaneo: 90-180 mm

Escala de grises: 256 niveles

Funciona en dispositivos inteligentes iOS

Grabe videos y guarde imágenes en su teléfono inteligente o dispositivos

Resistencia al agua y al polvo IPx5 (No es sumergible)

Incluye

1x Sonda Wi-Fi Provetscan AS

1x Cable de carga USB

1x Correa de sujeción

1x Maletín de transporte

Marca 

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECOGRAFOS

SONDA WI FI SF-2

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma blanco y negro
- Peso: 300 gm
- Dimensiones: 155x60x20 mm
- Duración de batería: 3 horas
- Frecuencia: 5 MHz
- Modo de escaneo: Lineal
- Número de cristales: 80 cristales
- Profundidad de escaneo: 45-120 mm
- Escala de grises: 256 niveles
- Funciona en dispositivos inteligentes iOS
- Grabe videos y guarde imágenes en su teléfono inteligente o dispositivos
- Resistencia al agua y al polvo IPx5 (No es sumergible)

- Incluye
- 1x Sonda Wi-Fi Provetscan SF-2
 - 1x Cable de carga USB
 - 1x Correa de sujeción
 - 1x Maletín de transporte

Marca  ProVet Scan

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL




GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECOGRAFOS

SONDA WI FI SU 3A

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma blanco y negro
- Peso: 400 g
- Dimensiones: 180x85x25 mm
- Duración de batería: 3 horas
- Sonda Wi-Fi ProvetScan SU-3A
- Frecuencia: 3,5 MHz
- Modo de escaneo: Lineal
- Número de cristales: 256 cristales
- Profundidad de escaneo: 70-200 mm
- Escala de grises: 256 niveles
- Funciona en dispositivos inteligentes iOS
- Grabe videos y guarde imágenes en su teléfono inteligente o dispositivos
- Resistencia al agua y al polvo IPx5 (No es sumergible)

Marca 



- Incluye
- 1x Sonda Wi-Fi ProvetScan SU 3A
 - 1x Cable de carga USB
 - 1x Correa de sujeción
 - 1x Maletín de transporte

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL




GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO



ECÓGRAFO PORTÁTIL N2

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma blanco y negro
- Peso: 6500 gramos
- Pantalla: 12" pulgadas
- Batería: 2.5 horas aprox.
- Modo: B, B+B, 4B, B/M
- Conexión: para 2 sondas
- Capacidad de almacenamiento: 128 G
- Almacenamiento: 3.0, USB 2.0. Disco Duro.
- Puerto USB 4 / 1 VGA/ 1 RS2322.
- 300 fotogramas de Cine continuo y funciones de fotos instantaneas.
- Batería integrada
- *Opcional sonda lineal, convexa y microconvexa*

- Incluye
- 1x Unidad N2
- 1x Sonda lineal rectal
- 1x Cable de carga
- 1x Soporte de sonda

Marca **EMP**

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO PORTÁTIL N5

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma Doppler color
- Peso: 6300 gramos
- Dimensiones: 39.5 cm x 17.0 cm x 35.0 cm
- Pantalla: 12.1" pulgadas LED
- Resolución 512*512*8bits
- Batería: 2.5 horas aprox.
- Conexión: 2 Conexiones de sonda
- Disco duro: 500G/ Batería recargable
- 4 puertos USB, 1 puerto VGA, 1 RS232.
- Cine Loop: 300 recuadros bi-direccional.
- TSI – fluidos, muscular, grasa y general
- Transductor Convexo (2.5-3.5-4.5-5.0 mhz)
- Transductor Transvaginal (5-6.5-7.5-9.0 mhz)
- *Puedes adquirirlo con 1 o 2 sondas***



- Incluye
- 1x Unidad N5
- 1x Sonda lineal rectal
- 1x Cable de carga
- 1x Soporte de sonda
- 1x Cargador

Marca **EMP**

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO PORTÁTIL DP 10

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma blanco y negro
- Peso: 5500 gramos
- Dimensiones: 290mm x 354 mm x 161mm
- Pantalla: 12.1" LED y angulación de 30°
- Batería: 1.5 horas aprox.
- Conexión: 2 Conexiones de sonda
- Disco duro: 500G/ Batería recargable
- Un botón para grabación de imágenes o cine en disco local o USB.
- Dos puertos USB.
- Un puerto VGA.
- Salida de Video.
- Panel de control fácil de usar con retroiluminación
- Diseño ligero y compacto para una portabilidad extrema

Marca **mindray**



- Incluye
- 1x Unidad DP 10
 - 1x Sonda lineal rectal
 - 1x Cable de carga
 - 1x Cargador
 - 1x Soporte de sonda
 - 1X Maletín de transporte

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL




GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO PORTÁTIL DP 50

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

Plataforma Doppler color

Peso: 8600 gramos

Dimensiones: 190mm x 415mm x 378mm

Pantalla : 15",ajustable a angulo de 60°

Batería: 1.5 horas

Conexiones: 2 conexiones de sonda

Almacenamiento: Disco duro de 500 G

Sonda: IPX7

iStorage: Transfiera directamente imágenes e informes a la PC mediante un cable de red



Incluye

1x Unidad DP 50

1x Sonda lineal rectal

1x Cable de carga

1x Cargador

1x Soporte de sonda

Marca **mindray**

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL




GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO PORTÁTIL ECO3 EXPERT VET

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

Plataforma Doppler color

Peso: gramos

Pantalla: HD 12" LED, definición 1024x768, inclinación 30°

Batería: recargable de litio BT-2500 (duración 2,5 h).

Modo Display: B, B/B, 4B, M e B/M, PW

Conexión: 2 conexiones de sonda

Memoria: 8G de memoria interna

Rango de frecuencia: 2.5 - 11.0 MHz (dependiendo de la sonda)

Cine loop: 256 imágenes

3 puertos de USB

Doppler pulsado: (PW) de excelente resolución y medición automática que mejora la fiabilidad del diagnóstico

Opcional sonda lineal, convexa, microconvexa



Incluye

1x Unidad ECO3

1x Sonda lineal rectal

1x Cable de carga

1x Cargador

1x Soporte de sonda

Marca **CHISON**
Value Beyond Imaging

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO PORTÁTIL APOGEE LITE

PRODUCTO BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS

Plataforma Doppler color y Doppler potenciado

Peso: 5000 gramos

Pantalla: HD 15" LED de alta resolución

Batería: Litio intercambiable/ duración 90 min aprox.

Conexión: 1 sonda

Memoria: 500 G

Sonda: lineal L8LC (38mm, 5.0-12.0MHz, 128 cristales)

Conectividad: salida de vídeo, salida de S-Video, conexión audio (MIC), salida de VGA, 2 puertos USB, puerto para impresora, entrada de alimentación, puerto HDMI, conexiones para trabajo en red.

Idiomas: español, inglés, francés, ruso, turco y chino.

Opción de varias sondas lineal, convexa, micro convexa



Incluye

1x Unidad APOGEE LITE

1x Sonda lineal rectal

1x Cable de carga

1x Cargador

Marca **SIUI** See the future

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL



CONTÁCTANOS



/Mas Campo



mascampo_bio



comercial@mascampobiotecnologia.com
ceo@mascampobiotecnologia.com



www.mascampobiotecnologia.com



(57) 310 260 79 47 / (57) 323 230 25 22
(57) 310 230 24 96

Bogotá, Colombia

MÁS CAMPO

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL